

G3-CNP



成为世界一流的特种酶产品与服务提供商
info@hzymes.com
www.hzymes.com

说明书版本号: V1.0

产品名称

2-氯-4-硝基苯- α -D-麦芽三糖苷

简称

G3-CNP

货号

HH8101


CAS

118291-90-0

外观


灰白色至淡黄色粉末

结构式



产品功能

该物质为 α -淀粉水解酶底物



分子式/分子量

$C_{24}H_{34}ClNO_{18}$ / 659.97

纯度

$\geq 90\%$

检测波长

λ_{max} (显色波长) = 405 nm

储存条件

2-8°C, 密封、干燥、避光保存, 长时间建议在-25~-15°C避光保存。

保质期

-25~-15°C 2年

优点

1) 水溶性好; 2) 灵敏度高; 3) 线性好; 4) 稳定性好

注意事项

材料仅用于体外诊断产品中, 不得用于人体或体内实验。