

2-氯-4-硝基苯- α -半乳糖-麦芽糖苷



成为世界一流的特种酶产品与服务提供商
info@hzymes.com
www.hzymes.com

说明书版本号: V1.0

产品名称

2-氯-4-硝基苯- α -半乳糖-麦芽糖苷

简称

Gal-G2-CNP

货号

HH8001


CAS

157381-11-8

外观


灰白色至淡黄色粉末

结构式



产品功能

该物质为 α -淀粉水解酶底物



分子式/分子量

$C_{24}H_{34}ClNO_{18}$ / 659.97

纯度

$\geq 90\%$

检测波长

λ_{max} (显色波长) = 405 nm

储存条件

-25 ~ -15 $^{\circ}C$, 密封、干燥、避光保存。

保质期

2年

优点

- 1) 水溶性好;
- 2) 灵敏度高;
- 3) 线性好;
- 4) 稳定性好

注意事项

材料仅用于体外诊断产品中,不得用于人体或体内实验。